



L'UNICO  
DISPOSITIVO

che SENTE  
il TUO CORPO

Perfezione nel trattamento degli inestetismi della CELLULITE



● MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®

# endoSPHÈRES® THERAPY


Endosphères Therapy® applica la MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®, metodica brevettata 100% Made in Italy che rappresenta una nuova era nel trattamento delle patologie estetiche e riabilitative. Importanti centri di ricerca e poli medico-universitari hanno condotto numerosi studi clinici dimostrando la straordinaria efficacia del trattamento.

La metodica agisce, tramite un manipolo dotato di 55 sfere in silicone con particolari caratteristiche, densità e diametro specifico posizionate a cella d'ape.

## la TECNOLOGIA SENSOR

L'efficacia del trattamento Endosphères Therapy è stata incrementata dallo sviluppo del sistema SENSOR, un passo avanti nell'innovazione tecnologica.

Grazie ai SENSORI INTERNI, il sistema si adatta automaticamente alla morfologia del corpo distinguendo zone edematose da zone fibrose, ottimizzando così il trattamento per una **MAGGIORE EFFICACIA** sugli strati più profondi.




disposizione delle sfere a  
"CELLA D'APE"

## 5 azioni SINERGICHE


Il dispositivo trasmette una vibrazione a bassa frequenza, la "MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA" che genera un'azione pulsata e ritmica sui tessuti. L'onda generata agisce su più livelli attuando cinque azioni sinergiche, ripristinando dapprima le fisiologiche condizioni vascolari e tissutali ed in seguito effettuando un rimodellamento localizzato sull'inetestismo cutaneo.

azione  
**ANTALGICA**




La Microvibrazione Compressiva stimola determinati ricettori presenti nel derma e migliora l'ossigenazione. Tale azione permette di ridurre l'infiammazione del tessuto e di eliminare il dolore in breve tempo.

azione  
**VASCOLARE**




Endosphères stimola la vascolarizzazione grazie alla particolare disposizione delle sfere a "cella d'ape". Il tessuto subisce una "ginnastica vascolare" ripristinando il microcircolo.

azione  
**DRENANTE**




Il movimento delle sfere ed il senso di rotazione del cilindro, creano un effetto "pompa" che attiva il sistema linfatico eliminando i liquidi tossici.

azione  
**RISTRUTTURANTE**



L'azione oscillatoria delle sfere determina la disaggregazione degli accumuli adiposi responsabili dell'aspetto "a buccia d'arancia". Tale azione riduce l'inetestismo e rimodella già dai primi trattamenti.

azione  
**MUSCOLARE**



Il sistema a Microvibrazione Compressiva utilizza il muscolo come resistenza attiva e grazie alla stimolazione vibratoria, permette di ottenere un'ottimizzazione del tono muscolare nei distretti trattati.



▶ **METODICA BREVETTATA**  
100% MADE IN ITALY


▶ **BOOST AUTOMATICO**  
DI POTENZA FINO A 355Hz

▶ **TECNOLOGIA**  
DI ULTIMA GENERAZIONE


▶ **SENSORI**  
DI PRESSIONE

su richiesta

▶ **DOPPIO RULLO**  
per condizioni vascolari sensibili



silicone 35 shore



gel 15 shore



Le oscillazioni meccaniche a bassa frequenza agiscono in profondità sulle cause principali della cellulite.

▶ **FIDELIZZAZIONE**  
della clientela

**Ak SENSOR**

▶ **ZERO**  
DOLORE

▶ **100%NON**  
INVASIVO

▶ **RISULTATI**  
DALLE PRIME SEDUTE

BOOST 355 Hz

INDICATORE DINAMICO  
frequenza/pressione

JOYSTICK CONTROLLO REMOTO

*campi di applicazione*  
**TRATTAMENTO CORPO**

Cellulite • Buccia d'arancia • Contratture muscolari • Edemi  
Gambe gonfie • Braccia • Glutei • Caviglie • Adipe Addominale  
Rassodamento del seno • Fase di post-gravidanza

- ▶ RIDUCE LA STASI LINFATICA
- ▶ LEVIGA LA BUCCIA D'ARANCIA
- ▶ MIGLIORA IL MICROCIRCOLO
- ▶ BODY SHAPING
- ▶ OTTIMIZZA IL TONO MUSCOLARE



ZIONE

▶ **CRESCITA**  
dei profitti

▶ **RAPIDO RIENTRO**  
dell'investimento

▶ Il **PRIMO** dispositivo al mondo in grado di variare **AUTOMATICAMENTE** la frequenza micro-vibratoria in funzione della resistenza del tessuto.

Le osservazioni cliniche e gli studi condotti, pongono la metodica **Endosphères Therapy** come un valido e affidabile presidio che trova la sua migliore collocazione nel trattamento di patologie cellulitiche, venolinfatiche e muscolari.

Al fine di ottenere una corretta diagnosi, ciascun paziente incluso all'interno degli studi è stato sottoposto a: valutazione clinico-anamnestica, ispezione e palpazione dei tessuti ed esami strumentali primari quali ecocolordoppler, esame ecografico, termografia e bioimpedenziometria. Le indagini sono state ripetute ogni sei sedute allo scopo di monitorare le variazioni dei tessuti nel corso del trattamento. **I risultati ottenuti dimostrano l'efficacia del trattamento con Microvibrazione Compressiva.**

Courtesy

Università degli Studi  
"G. d'Annunzio"  
Facoltà di Scienze  
dell'Educazione Motoria  
Cattedra di Medicina  
Fisica e Riabilitativa

## RISULTATI CLINICAMENTE TESTATI

Risultati ottenuti dopo **12** sedute



Immagini: Archivio XI Congresso Internazionale SIES Medicina e Chirurgia Estetica

Ak  
sensor



### SISTEMA Ak Sensor

#### SPECIFICHE TECNICHE

Diametro	315mm(up)/364mm(down)
Altezza	1.150 mm
Peso	17 kg
Vibrazione trasmessa	29 - 355 Hz
Raffreddamento	ED/AIRCOOLING
Sistema Sensor	FND-21K
Touch Screen	Capacitivo 7 Color
Sound Level	56dBA
Caratteristiche elettriche	da 100 a 240 V./ 50-60Hz

[www.endospheres.com](http://www.endospheres.com)

Endosphères Therapy Ak Sensor è brevettato, prodotto e distribuito da



Fenix Group, azienda tutta italiana, da più di dieci anni protagonista nel campo dell'estetica e delle apparecchiature medico-estetiche, ha da sempre fatto di ricerca e sviluppo i suoi punti di forza.

Fenix Group è l'azienda che ha messo a punto la tecnologia **Endosphères Therapy®**, metodica brevettata a **Microvibrazione Compressiva®**, che negli ultimi anni si è imposta nel mondo dell'estetica e della medicina riabilitativa a livello nazionale e internazionale come il trattamento d'eccellenza per combattere panniculopatie, accumuli adiposi e inestetismi del viso.

Fenix Group è un'azienda dinamica e attenta alla

comunicazione. Ogni anno investe in campagne pubblicitarie su testate specialistiche e di settore ed è presente attivamente sui social network. Fenix Group supporta e sostiene la propria clientela in tutte le fasi del business: oltre ad un efficiente servizio di assistenza tecnica, affianca il cliente dallo startup al consolidamento dell'attività.

La mission vincente dell'azienda è sviluppare le migliori soluzioni elettro-medicali con l'intento di produrre le più innovative, competitive ed efficienti tecnologie basate su studi scientifici preliminari, necessari per assicurare risultati e sicurezza, diventando così fiore all'occhiello e orgoglio del Made in Italy.



**Headquarters ITALY**

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)  
Tel. **+39 085 4483235** - [info@fenixgroup.it](mailto:info@fenixgroup.it)



**Branch Office SPAIN**

Fenix Endospheres Therapy SL - Avda. Barón de Cárcer, 50/1 - Valencia  
Tel. **+34 627 508380** - [espmanagement@fenixgroup.it](mailto:espmanagement@fenixgroup.it)



**Branch Office U.K.**

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB  
Tel: **+44(0)2070960040** - [ukmanagement@fenixgroup.it](mailto:ukmanagement@fenixgroup.it)



**Branch Office FRANCE**

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armee - 75016 PARIS  
Tel: **+34(0)170395146** - [frmanagement@fenixgroup.it](mailto:frmanagement@fenixgroup.it)

*For other countries look for distributors on [www.endospheres.com](http://www.endospheres.com)*