


e/a
perfección sin cirugía





M.A.S.

microvibración ablativa sensorizada

La **Microvibración Ablativa Sensorizada** es una revolución en el tratamiento no invasivo del rostro.

En la Microvibración Ablativa se trabaja con una pieza de mano diseñada específicamente para que la acción exfoliante cree continuidad con el tratamiento FACE realizado previamente.


El tejido se ve expuesto a un tipo de fricción especial que tiene como objetivo suavizar la piel, a través de la aplicación de un nivel de presión superior sobre las áreas con más relieve respecto a las zonas con mayor hendidura. Con ello, se obtiene un efecto exfoliante. Las microesferas de gel se colocan sobre un eje rotativo y escalonado de $11,5^\circ$. La tracción que se ejerce sobre el tejido, consecuencia de la acción combinada de posición y movimiento de las esferas, promueve la **eliminación de la capa superficial** de células muertas, **favoreciendo la oxigenación y la regeneración del tejido**. Este procedimiento **indoloro** es una nueva solución para la prevención del envejecimiento precoz de la piel.

RESULTADOS VISIBLES DESDE LA PRIMERA SESIÓN



• MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®
endoSPHÈRES®
THERAPY

EFFECTO EXFOLIANTE



La colocación específica de las esferas permite que el rodillo ejerza una acción convergente o divergente sobre la epidermis, que, gracias a la fricción sobre el tejido, provoca una exfoliación de la capa córnea. Todo ello, promueve un efecto de peeling mecánico que permite uniformizar el tejido y mejorar su aspecto, estimulando la regeneración tisular.

RESULTADOS

MEJORA de la TEXTURA
de la PIEL

TONIFICACIÓN del ROSTRO

SOFT PEELING

GANANCIA
en LUMINOSIDAD

100% NO INVASIVO

FACE

microvibración compresiva sensorizada

La nueva pieza de mano **FACE**, caracterizada por su diseño innovador y ergonómico, es la última evolución del tratamiento del rostro, con la metodología de Microvibración Compresiva Endosphères®. Se han llevado a cabo tres innovaciones que permiten reducir los tiempos de trabajo e incrementar de forma significativa el resultado final:

SISTEMA SENSOR


El sistema de sensores y la barra de presión con led que se encuentran sobre la pieza de mano **optimizan el trabajo del operador**, puesto que indican el grado de presión adecuado que se debe ejercer según el tipo de tejido que se haya detectado: gracias a esto, se obtienen resultados sin precedentes;

LA DENSIDAD DE LAS ESFERAS


Las microesferas que se encuentran en el exclusivo gel patentado, con una densidad de 15 Shore, permiten **actuar en profundidad y con mayor precisión sobre la arruga** a fin de obtener resultados sin dolor ni molestias para la paciente;

SISTEMA DESLIZANTE AUTOLUBRIFICANTE

La exclusiva innovación tecnológica ideada por el departamento de ingeniería de Fenix Group **reduce al mínimo la fricción sobre el tejido**, permitiendo **trabajar en seco** y amplificando y acentuando el efecto mecánico de la Microvibración Compresiva.




silicona 35 shore




gel 15 shore

EFFECTO VASCULARIZANTE




La especial composición estilo panal de abejas de los órganos vibradores en el cilindro, en sinergia con la compresión tisular, ejercen presiones y levantamientos. Una especie de gimnasia vascular que permite obtener una mejora considerable del microcirculo en las zonas afectadas.

EFFECTO DRENANTE



Endosphères Therapy® produce una acción pulsada y rítmica provocada por el sentido de rotación del cilindro y actúa sobre el sistema linfático, drenando los depósitos de residuos y creando las condiciones necesarias para que se produzca una correcta aportación de nutrientes al tejido tratado.

EFFECTO SOBRE LA HIPERCONTRACTILIDAD MUSCULAR



El sistema de Microvibración Compresiva utiliza el músculo como resistencia activa, favoreciendo una acción descontracturante de los músculos mímicos, y en general de todos los músculos del rostro y del cuello, determinando un efecto distensivo no paralizante.

RESULTADOS

REDUCCIÓN de las ARRUGAS

AUMENTO del ESPESOR TISULAR

VASCULARIZACIÓN TISULAR

REDUCCIÓN de las ARRUGAS de EXPRESIÓN

AUMENTO del TONO TISULAR y MUSCULAR

MEJORA de la ESTRUCTURA CUTÁNEA y MUSCULAR del ROSTRO

CLINICAMENTE PROBADO

V.E.V.


vehiculación vibro-electrónica

El protocolo EVA termina con la III fase.


El **V.E.V.**, Vehiculación vibro-electrónica, **favorece la transmisión de principios activos a los tejidos**, gracias a los impulsos eléctricos de ondas cuadradas.

La particularidad de este tratamiento es la **perfecta sinergia entre las tres fases**. El V.E.V. aprovecha la apertura de los poros resultante del tratamiento de Microvibración Compresiva y la exfoliación del M.A.S., lo que reduce la resistencia de la dermis y **facilitando la entrada de sustancias en solución**.

La transmisión eléctrica crea una **contraposición entre polos positivos y negativos**, permitiendo que la sustancia penetre al interior del tejido. Diversos estudios científicos han demostrado que los impulsos eléctricos muestran mayor eficacia cuando tienen una forma cuadrada y simétrica, tanto porque facilitan la entrada del impulso en la dermis como porque consiguen provocar estimulación a nivel muscular. Además, gracias a la forma cuadrada de la onda, se consigue alcanzar una mayor área de irradiación, lo que, a su vez, permite **optimizar los tiempos de trabajo**, gracias a la mayor intensidad y eficacia del tratamiento.



ACCIÓN VEHICULANTE



Gracias a las características específicas de la pieza de mano y a la continuidad del protocolo de tratamiento, la acción vehiculante permite la transmisión del principio activo con mayor eficacia y menor tiempo de trabajo, facilitando así la estimulación posterior del componente muscular subyacente.

RESULTADOS

El tratamiento da resultados significativos para:

ARRUGAS

BOLSAS

OJERAS

DISCROMIAS CUTÁNEAS

TONIFICACIÓN

RESULTADOS PROBADOS



e/a

endo vibración ablativa

El innovador dispositivo **EVA** se basa en un concepto altamente tecnológico pensado **para llevar a cabo un protocolo completo de tratamiento** para el rejuvenecimiento del rostro, que, partiendo de la Microvibración Compresiva, amplía el campo de acción hacia otros tipos de terapia. El protocolo se subdivide en **tres fases**, y sus resultados siempre dependerán de la preparación y estimulación del tejido que evoluciona durante el proceso del tratamiento y permite obtener **resultados únicos**. El dispositivo está dotado de tres piezas de mano, cada una con una función específica. **EVA** se puede definir, de hecho, como un aparato modular, con tres piezas de mano que combinan a la perfección en el protocolo del tratamiento completo.

- 100 % NO INVASIVO
- REPETIBLE
- EFICACIA EXTRAORDINARIA DESDE LA PRIMERA SESIÓN



M.A.S.

microvibración ablativa sensorizada



FACE

microvibración compresiva sensorizada



V.E.V.

vehiculación vibro-electrónica

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

REGIÓN LABIAL • REGIÓN PERIOCLAR (patas de gallo)
REGIÓN FRONTAL • REGIÓN NASOGENIANA
REGIÓN del PÓMULO • REGIÓN GLABELAR
TRATAMIENTO SENO • TRATAMIENTO CUELLO Y ESCOTE

• MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®
endoSPHÈRES®
THERAPY



Fabricado y distribuido por



 **Headquarters ITALY**
Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. **+39 085 4483235** - info@fenixgroup.it

 **Branch Office SPAIN**
Fenix Endospheres Therapy SL - C/ Cirilo Amoros, 6 Entresuelo 46004 - Valencia.
Tel. **+34 96353900** - espmanagement@fenixgroup.it

 **Branch Office U.K.**
Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: **+44(0)2070960040** - ukmanagement@fenixgroup.it

 **Branch Office FRANCE**
Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armee - 75016 PARIS
Tel: **+34(0)170395146** - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com

ISO 13485-2011: SDS.AR.SMK.00763-14 - ISO 9001-2011: SDS.AR.SMK.00762-14

Endosphères Therapy®, Microvibrazione Compressiva®, EVA® son marca registradas de **Fenix Group** s.r.l.