


PERFEKTION

in der Behandlung von Unregelmäßigkeiten
durch Cellulite und Fältchen



- Endosphères Therapy® verwendet die **DRUCKWELLEN-MIKROKOMPRESSION**, ein in zu 100% in Italien entwickeltes und patentiertes Verfahren, das eine neue Ära in der Behandlung von ästhetischen und rehabilitativen Erkrankungen einleitet. Wichtige Forschungszentren und Universitätskliniken haben zahlreiche klinische Studien durchgeführt, die die außergewöhnliche Wirksamkeit der Behandlung belegen.
- Das Verfahren wirkt über ein Handstück, das mit **55 Silikonkugeln** mit besonderen Eigenschaften, einer bestimmten Dichte und einem spezifischen Durchmesser ausgestattet ist, die wabenförmig angeordnet sind.




► **„WABENFÖRMIGE“** Anordnung der Kugeln

5 SYNERGISTISCHE Aktionen


Das Gerät überträgt eine niederfrequente Vibration, die **„DRUCKWELLEN-MIKROKOMPRESSION“**, die eine gepulste und rhythmische Wirkung auf das Gewebe erzeugt. Die erzeugte Welle wirkt auf mehreren Ebenen, indem sie fünf synergistische Aktionen durchführt, wobei zunächst die physiologischen Gefäß- und Gewebezustände wiederhergestellt und dann ein lokales Umformen der Hautunvollkommenheit vorgenommen wird.

Schmerzlindernde Wirkung




Die **Druckwellen-Mikrovibration** stimuliert bestimmte Rezeptoren in der Haut und verbessert die Sauerstoffversorgung. Diese Wirkung ermöglicht eine Reduzierung der Entzündung des Gewebes sowie eine schnelle Schmerzbeseitigung.

Wirkung auf das Gefäßsystem




Die Wabenanordnung der Kugeln stimuliert das Gefäßsystem und beeinflusst die Durchblutung des Gewebes. Das **„vaskuläre Training“** des Gewebes verbessert die Mikrozirkulation.

Lymphdrainage




Die Bewegung der Kugeln und die Drehrichtung des Zylinders erzeugen einen **„Pumpen-Effekt“**, der das Lymphsystem aktiviert und giftige Flüssigkeiten beseitigt.

Körperformung




Die schwingenden Bewegungen der Kugeln verursachen die Trennung der Adipozyten, welche für den **„Orangenhauteffekt“** im Bindegewebe verantwortlich sind. Diese Wirkung reduziert den Schönheitsmakel nach wenigen Anwendungen.

Wirkung auf die Muskeln



Die **Druckwellen-Mikrovibration** nutzt den Muskel als aktiven Widerstand und ermöglicht dank der Vibrationsstimulation eine Optimierung des Muskeltonus in den behandelten Bereichen.



Bestes


► **PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**
unter den Ganzkörpergeräten

► **VIELSEITIGE**

► Technologie mit sicheren
und zuverlässigen Ergebnissen

► **TECHNOLOGIE**

► DER NEUESTEN GENERATION



Niederfrequente mechanische
Schwingungen wirken tiefgreifend
auf die Hauptursachen der Cellulite ein.

► **KUNDENBINDUNG**



Anwendungsgebiete **GESICHTSBEHANDLUNG**

Lippenbereich • Augenregion • Stirnbereich
Nasolabialbereich • Wangenknochenregion
Glabellabereich • Hals und Dekolleté
Vor und nach der Botoxbehandlung • Brust



- ▶ REDUZIERT FALTEN
- ▶ ERHÖHT DIE DURCHBLUTUNG UND SOMIT DIE SAUERSTOFFVERSORGUNG
- ▶ ENTSPANNT UND STRAFFT DAS GEWEBE
- ▶ ENTSPANNT ÜBERKONTRAHIERTE MUSKELN (MIMIKFALTEN)
- ▶ STIMULIERT DIE NEOKOLLAGENESE

KEINE
SCHMERZEN

▶ **SICHTBARE ERGEBNISSE**
ab den ersten Sitzungen

▶ **100%**
nicht-invasiv



Anwendungsgebiete **KÖRPERBEHANDLUNG**

Cellulite • Orangenhaut • Muskelkontrakturen • Ödeme
Geschwollene Beine • Arme • Gesäßmuskeln • Knöchel
Bauchbereich • Bruststraffung • Phase nach der Schwangerschaft

- ▶ REDUZIERT DIE LYMPHSTASE
- ▶ ELIMINIERT ORANGENHAUT
- ▶ VERBESSERT DIE MIKROZIRKULATION
- ▶ BODY SHAPING
- ▶ OPTIMIERT DEN MUSKELTONUS



G ▶ **GEWINNSTEIGERUNG**

▶ **SCHNELLE AMORTISIERUNG**
der Investition

Die durchgeführten klinischen Beobachtungen und Studien stellen die Methode **Endosphères Therapy** als eine wirksame und zuverlässige Therapieform dar, die ihren optimale Anwendung in der Behandlung von Cellulite sowie Venen- und Muskelerkrankungen findet.

Zur Erzielung einer korrekten Diagnose wurde jeder in die Studien einbezogene Patient einer klinisch-anamnestischen Untersuchung, einer Gewebeuntersuchung und -abtastung sowie einer instrumentellen Primäruntersuchung wie Echocolor Doppler, einer Ultraschalluntersuchung, einer Thermografie und einer Bioimpedanzmessung unterzogen. Die Untersuchungen wurden alle sechs Sitzungen wiederholt, um Veränderungen im Gewebe während der Behandlung zu überwachen. Die erzielten Ergebnisse belegen die Wirksamkeit der Behandlung mit **Druckwellen-Mikrovibration**.

Courtesy
Università
"G. d'Annunzio"
Fakultät für motorische Bildung
Lehrstuhl für
Physikalische und
Rehabilitative Medizin

KLINISCH ERWIESEN


Sichtbare Ergebnisse nach **8** Sitzungen



Sichtbare Ergebnisse nach **15** Sitzungen



Sichtbare Ergebnisse nach **18** Sitzungen



Sichtbare Ergebnisse nach **3** Sitzungen




Sichtbare Ergebnisse nach **3** Sitzungen



Sichtbare Ergebnisse nach **3** Sitzungen



Immagini: Archivio XI Congresso Internazionale SIES Medicina e Chirurgia Estetica



System EOS

SPECIFICHE TECNICHE

Durchmesser	315mm(up)/364mm(down)
Höhe	1.150 mm
Gewicht	16 kg
Vibration	29 - 310 Hz
Kühlung	ED/LUFTKÜHLUNG
Touch Screen	kapazitiv 7 Farben
Geräuschlevel	56dBA
Elektrische Eigenschaften	da 100 a 240 V./ 50-60Hz

www.endospheres.com

Das Endosphères Therapy EOS Patent gehört zur Fenix Group und wird von der Fenix Group hergestellt



Die Marke **Endosphères Therapy** gehört zur **Fenix Group**, einem 100% italienischen Unternehmen. Die Gruppe war auf dem Gebiet der Ästhetik und medizinisch-ästhetischen Geräte führend und hat sich stets auf Forschung und Entwicklung konzentriert.

Fenix Group hat die Technologie zur **Endosphères Therapy**® entwickelt, eine patentierte Methode mit Druckwellen-Mikrozirkulation, die sich in den letzten Jahren in der Welt der Ästhetik und Rehabilitationsmedizin auf nationaler und internationaler Ebene als Spitzenbehandlung bei der Bekämpfung von Panniculopathien, Fettablagerungen und Schönheitsmakel im Gesichtsbereich etabliert hat.

Fenix Group ist ein dynamisches und auf Kommunikation ausgerichtetes Unternehmen. Es investiert jedes Jahr in

Werbekampagnen in Fach- und Branchenpublikationen und ist in sozialen Netzwerken aktiv präsent. Fenix Group unterstützt und betreut seine Kunden in allen Phasen des Unternehmens: Neben einem effizienten technischen Kundendienst unterstützt es den Kunden von der Gründung bis zur Festigung der Geschäftstätigkeit.

Die Mission des Unternehmens ist es, die besten elektromedizinischen Lösungen zu entwickeln, mit dem Ziel, die innovativsten, wettbewerbsfähigsten und effizientesten Technologien auf der Grundlage wissenschaftlicher Vorstudien zu entwickeln, die zur Gewährleistung von Ergebnissen und Sicherheit notwendig sind, um so zu einem Spitzenunternehmen des Made in Italy zu werden.



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. **+39 085 4483235** - info@fenixgroup.it



Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - C/ Cirilo Amoros, 6 Entresuelo 46004 Valencia
Tel. **+34 627 508380** - esmanagement@fenixgroup.it



Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: **+44(0)2070960040** - ukmanagement@fenixgroup.it



Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Tel: **+33(0)170395146** - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com