


PERFECTION

dans le TRAITEMENT des imperfections
de la CELLULITE et des RIDES



► Endosphères Therapy[®] applique le procédé de la **MICROVIBRATION COMPRESSIVE[®]** : une méthode brevetée, 100 % italienne, qui inaugure une nouvelle ère dans le traitement des maladies esthétiques et de réadaptation. D'importants centres de recherche et pôles médico-universitaires ont mené de nombreuses études cliniques et démontré l'efficacité extraordinaire du traitement.

► Cette méthode se base sur le fonctionnement d'une pièce à main équipée de **55 sphères de silicone** en nid d'abeilles ayant des caractéristiques spécifiques en termes de densité et de diamètre.




► disposition des sphères en "ALVÉOLES"

5 actions SYNERGIQUES


L'appareil transmet une vibration de basse fréquence, la « **MICROVIBRATION COMPRESSIVE** », qui génère une action pulsée et rythmique sur les tissus. L'onde générée agit à plusieurs niveaux en mettant en œuvre cinq actions synergiques, en rétablissant d'abord les conditions physiologiques vasculaires et tissulaires et en effectuant ensuite un remodelage localisé au niveau de l'imperfection cutanée.

action ANTALGIQUE




La **Microvibration Compressive** stimule certains récepteurs du derme et améliore l'oxygénation. Cette action permet de **réduire l'inflammation** des tissus et d'éliminer la douleur en peu de temps.

action DRAINANTE




Le mouvement des sphères et le sens de rotation du cylindre créent un effet « pompe », qui active le système lymphatique en **éliminant les liquides toxiques**.

action VASCULAIRE




Endosphères stimule la vascularisation, grâce à l'aménagement spécifique des sphères « en alvéoles ». Le tissu subit une « **gymnastique vasculaire** » qui restaure la microcirculation.

action RESTRUCTURANTE




L'action oscillatoire des sphères détermine la **désintégration des amas graisseux** responsables de l'aspect « peau d'orange ». Cette action permet de réduire les imperfections et de **remodeler le corps dès les premières séances**.

action MUSCULAIRE




Le système à Microvibration Compressive utilise le muscle comme résistance active et utilise la stimulation vibratoire pour optimiser le tonus musculaire dans les zones traitées.



meilleur rapport
► **QUALITÉ/PRIX**
parmi les appareils « total body »

technologie
► **POLYVALENTE**
qui donne des résultats sûrs et fiables

► **TECHNOLOGIE**
DE NOUVELLE GÉNÉRATION



Les oscillations mécaniques à basse fréquence agissent en profondeur sur les causes principales de la cellulite.

► **FIDÉLISATION**
de la clientèle



domaines d'application **TRAITEMENT DU VISAGE**

Région des lèvres • Région de l'œil • Région du front
Région nasogénienne • Région des pommettes
Région glabellaire • Cou et décolleté
Avant et après injection de botox • Poitrine



- ▶ **LISSE LES RIDES**
- ▶ **AUGMENTE LA VASCULARISATION PAR OXYGÉNATION**
- ▶ **DÉTEND ET TONIFIE LES TISSUS**
- ▶ **DÉCONTRACTE LES MUSCLES HYPERCONTRACTÉS (RIDES D'EXPRESSION MIMIQUE)**
- ▶ **STIMULE LA NÉOCOLLAGÉNOGÈNE**

▶ **PAS**
DE DOULEUR

▶ **100%NON**
INVASIF

▶ **DES RÉSULTATS** dès les
PREMIÈRES SÉANCES



domaines d'application **TRAITEMENT DU CORPS**

Cellulite • Peau d'orange • Contractures musculaires • Œdèmes
Jambes gonflées • Bras • Fesses • Chevilles • Graisse abdominale
Raffermissement des seins • Phase post-grossesse

- ▶ **RÉDUIT LA STASE LYMPHATIQUE**
- ▶ **LISSE LA PEAU D'ORANGE**
- ▶ **AMÉLIORE LA MICROCIRCULATION**
- ▶ **REMODELAGE DU CORPS**
- ▶ **OPTIMISE LE TONUS MUSCULAIRE**



ON

▶ **AUGMENTATION**
des profits

▶ **RETOUR RAPIDE**
de l'investissement

Les observations cliniques et les études menées font de la méthode **Endosphères Therapy** une solution efficace et fiable, qui trouve sa meilleure expression dans le traitement des maladies veineuses, musculaires et de la cellulite.

Afin d'obtenir le bon diagnostic, chaque patient qui a participé aux études a fait l'objet d'un ensemble d'examen : une évaluation clinique et anamnestique, une inspection et une palpation des tissus, des examens instrumentaux primaires, tels que l'échocolordoppler, un examen échographique, une thermographie et un test de bio-impédance. Ces analyses ont été répétées toutes les six séances, afin de suivre l'évolution des tissus tout au long du traitement. **Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du traitement par Microvibration Compressive.**

Université
« G. d'Annunzio »
Faculté d'éducation motrice
Chaire de médecine
physique
et de réadaptation

DES RÉSULTATS CLINIQUEMENT PROUVÉS


Résultats visibles après **8** séances



Résultats visibles après **15** séances



Résultats visibles après **18** séances




Résultats visibles après **3** séances



Résultats visibles après **3** séances



Résultats visibles après **3** séances



SYSTÈME EOS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	315mm(up)/364mm(down)
Hauteur	1.150 mm
Poids	16 kg
Vibration transmise	29 - 310 Hz
Refroidissement	ED/AIRCOOLING
Touch Screen	Capacitivo 7 Color
Sound Level	56dBA
Caractéristiques électriques	da 100 a 240 V./ 50-60Hz

www.endospheres.com

Endosphères Therapy - EOS est un système breveté, fabriqué et distribué par Fenix Group



Fenix Group est une société 100 % italienne, leader depuis plus de dix ans dans le domaine de l'esthétique et du matériel médico-esthétique, qui a toujours fait de la recherche et du développement ses points de force.

Fenix Group est la société qui a mis au point la technologie **Endosphères Therapy®**, une méthode brevetée de **Microvibration Compressive®**, qui s'est imposée au cours de ces dernières années dans le monde de l'esthétique et de la médecine de réadaptation au niveau national et international comme le traitement d'exception pour lutter contre les panniculopathies (cellulite), les amas graisseux et les imperfections du visage. Fenix Group est une société dynamique et sensible à la communication. Chaque année, elle mène des

campagnes publicitaires dans des magazines professionnels spécialisés et maintient une présence active sur les réseaux sociaux. Fenix Group supporte et accompagne sa clientèle dans toutes les phases du business : au-delà de la réactivité de son service après-vente, elle assiste ses clients depuis le démarrage jusqu'au renforcement de leur activité.

La mission gagnante de cette société consiste à développer les meilleures solutions électromédicales, dans le but de produire et de distribuer les technologies les plus innovantes, les plus compétitives et les plus performantes qui existent, s'appuyant sur des études scientifiques nécessaires à garantir des résultats assurés et une sécurité totale, pour devenir le fleuron et un motif d'orgueil du « Made in Italy ».



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. **+39 085 4483235** - info@fenixgroup.it



Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - C/ Cirilo Amoros, 6 Entresuelo 46004 Valencia
Tel. **+34 627 508380** - espmangement@fenixgroup.it



Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: **+44(0)2070960040** - ukmanagement@fenixgroup.it



Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Tel: **+33(0)170395146** - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com