




e/a

le nouveau traitement anti-age





M.A.S.

microvibration ablative sensorisée

La **Microvibration Ablative Sensorisée** est une révolution dans le domaine du traitement non invasif du visage.

La Microvibration Ablative est réalisée grâce à une poignée conçue spécialement pour que l'action exfoliante crée une continuité avec le traitement FACE précédemment effectué.


Le tissu est soumis à un frottement particulier qui a pour but de **lisser l'épiderme**, en appliquant une plus grande pression sur les aires prononcées par rapport aux zones affaissées en obtenant ainsi un effet exfoliant.

Les microsphères en gel sont disposées sur un axe rotatif et décalées de 13,7° entre elles. La traction provoquée sur le tissu par l'action combinée de la position et du mouvement des sphères engendre **l'élimination de la couche superficielle** de cellules mortes, en **favorisant l'oxygénation et la régénération du tissu**. La procédure **indolore** est une nouvelle solution de prévention du vieillissement précoce de la peau.

DES RÉSULTATS VISIBLES DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE

endoSPHÈRES[®]
THERAPY

EFFET EXFOLIANT



Le positionnement spécifique des sphères permet au rouleau d'effectuer une action convergente ou divergente sur l'épiderme qui, grâce au frottement sur le tissu, provoque une exfoliation de la couche cornée, pour un effet peeling mécanique qui lisse le tissu et en améliore l'aspect, tout en stimulant la régénération tissulaire.

RÉSULTATS

AMÉLIORATION
de la TEXTURE de la PEAU

RAFFERMISSEMENT
de l'OVALE DU VISAGE

PEELING DOUX

ACCROISSEMENT
de la LUMINOSITÉ

TESTÉ CLINIQUEMENT

FACE

microvibration compressive sensorisée

La nouvelle poignée **FACE**, caractérisée par un design innovant et ergonomique, est la dernière évolution du traitement visage avec la méthode par Microvibration Compressive Endosphères®. Les **innovations fondamentales** qui permettent de réduire les temps de travail et d'accroître de manière significative le résultat final **sont au nombre de trois** :

SYSTÈME SENSOR

Le système de capteurs et la barre de pression à led positionnés sur la poignée **rendent le travail de l'opérateur plus facile** en lui indiquant la juste pression à exercer en fonction du type de tissu détecté, contribuant ainsi à obtenir un résultat sans précédents.


LA DENSITÉ DES SPHÈRES

Les microsphères en gel exclusif breveté, d'une dureté de 15 shore, permettent d'**agir en profondeur et avec davantage de précision sur la ride**, pour un résultat sans douleur et sans gêne pour la patiente.

SYSTÈME À GLISSEMENT AUTOLUBRIFIANT

L'innovation technologique exclusive réalisée par le département d'ingénierie de Fenix Group **réduit au minimum le frottement sur le tissu tout en permettant de travailler à sec**, amplifiant et accentuant ainsi l'effet mécanique de la Microvibration Compressive.

endoSPHÈRES[®]
THERAPY




silicone 35 shore




gel 15 shore

EFFET VASCULARISANT




La composition particulière en nid d'abeille des organes vibratoires sur le cylindre, en synergie avec la compression tissulaire, agit en effectuant des pressions et soulèvements, ce qui améliore ainsi de manière significative la microcirculation sur les zones intéressées.

EFFET DRAINANT



L'Endosphères Therapy® produit une action pulsée et rythmée, générée en fonction du sens de rotation de la pièce à main, et agit sur le système lymphatique en drainant les déchets qui se sont déposés dans les tissus, tout en créant les conditions idéales à l'apport de nutriments dans le tissu traité.

EFFET SUR L'HYPERCONTRACTION MUSCULAIRE



Le système à Microvibration Compressive exploite le muscle comme résistance active en favorisant une action décontractante des muscles d'expression et en général de tous les muscles du visage et du cou, en engendrant ainsi un effet détendeur non paralysant.

RÉSULTATS

RÉDUCTION des RIDES

AUGMENTATION de l'ÉPAISSEUR TISSULAIRE

VASCULARISATION TISSULAIRE

RÉDUCTION des RIDES d'EXPRESSION

AUGMENTATION du TONUS TISSULAIRE et MUSCULAIRE

AMÉLIORATION de la STRUCTURE CUTANÉE et MUSCULAIRE du VISAGE

100% NON INVASIF

V.E.V.

vibro-électro-véhiculeur




Le protocole EVA se conclut par la phase III.

Le **V.E.V.**, Vibro-Electro-Véhiculeur, **favorise la transmission des principes actifs au tissu**, grâce aux impulsions électriques à signaux carrés.


La particularité du traitement réside dans la **parfaite combinaison et continuité des trois phases**. Le V.E.V. exploite en effet l'ouverture des pores, résultat du traitement par Microvibration Compressive, et l'exfoliation de la M.A.S., en diminuant la résistance du derme et **facilitant l'entrée de substances en solution**.

La transmission électrique crée une **opposition entre des pôles positifs et négatifs** en permettant à la substance d'être attirée à l'intérieur du tissu. Des études scientifiques démontrent que les impulsions électriques ont une plus grande efficacité lorsqu'elles se présentent sous forme carrée et symétrique, que ce soit pour faciliter l'impulsion vers le derme ou bien stimuler jusqu'au niveau musculaire. Par ailleurs, la forme carrée du signal génère un rayonnement sur une plus grande aire. L'intensité étant également plus forte, la méthode permet alors d'**optimiser les temps de travail** et par conséquent l'efficacité du traitement.



endoSPHÈRES
THERAPY

ACTION VÉHICULANTE



Grâce aux caractéristiques spécifiques de la poignée et à la continuité du protocole de traitement, l'action véhiculante permet de transmettre plus efficacement le principe actif en réduisant le temps de travail, car elle stimule le muscle situé sous le tissu.

RÉSULTATS

Le traitement apporte des résultats significatifs pour les :


RIDES

CERNES ET POCHEs

DYSCHROMIES CUTANÉES

TONIFICATION

DES RÉSULTATS ASSURÉS



e/a

endo-vibration-ablative

L'innovant dispositif **EVA** est un concept hautement technologique mis au point pour réaliser un **protocole de traitement complet** destiné au rajeunissement du visage, en partant de la Microvibration Compressive, et qui a pour but d'élargir le champ d'action vers d'autres types de thérapies. Le protocole se développe en **trois phases**, avec une continuité particulière qui suit la préparation et stimulation du tissu qui évolue au cours du traitement et permet d'obtenir des **résultats uniques**.

Le dispositif se compose de trois pièces à main, chacune possédant une fonction bien précise. **EVA** est en fait un appareil modulaire, ses trois poignées se combinent parfaitement dans le protocole de traitement complet.

- 100% NON INVASIF
- RÉITÉRABLE
- EFFICACITÉ EXTRAORDINAIRE DÈS LA 1^{ère} SÉANCE



M.A.S.

microvibration ablative sensorisée



FACE

microvibration compressive sensorisée



V.E.V.

vibro électro véhiculeur

APPLICATIONS

RÉGION LABIALE • RÉGION PÉRIOCULAIRE (pattes d'oie)
RÉGION FRONTALE • RÉGION NASOGÉNIENNE
RÉGION DES POMMETTES • RÉGION GLABELLAIRE
TRAITEMENT SEIN • TRAITEMENT DU COU ET DU DÉCOLLETÉ

endo**SPHÈRES**[®]
THERAPY

COMPRESSIVE[®]
MICROVIBRATION



Breveté, produit et distribué par



-  **Headquarters ITALY**
Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. **+39 085 4483235** - info@fenixgroup.it
-  **Branch Office U.K.**
Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: **+44(0)2070960040** - ukmanagement@fenixgroup.it
-  **Branch Office SPAIN**
Fenix Endospheres Therapy SL - C/ Cirilo Amoros, 6 Entresuelo 46004 Valencia
Tel. **+34 627 508380** - espmangement@fenixgroup.it
-  **Branch Office FRANCE**
Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armee - 75016 PARIS
Tel: **+33(0)170395146** - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com