



LE SEUL
APPAREIL CAPABLE
de SENTIR
VOTRE CORPS

Perfection dans le traitement des imperfections de la CELLULITE et des RIDES




endoSPHÈRES[®] THERAPY

Endosphères Therapy[®] applique le procédé de la **MICROVIBRATION COMPRESSIVE[®]** : une méthode brevetée, **100 % italienne**, qui inaugure une nouvelle ère dans le traitement des maladies esthétiques et de réadaptation. D'importants centres de recherche et pôles médico-universitaires ont mené de nombreuses études cliniques et démontré l'efficacité extraordinaire du traitement.

Cette méthode se base sur le fonctionnement d'une pièce à main équipée de **55 sphères de silicone** en nid d'abeilles ayant des caractéristiques spécifiques en termes de densité et de diamètre.

la TECHNOLOGIE **SENSOR**


L'efficacité du traitement Endosphères Therapy a été renforcée par la mise au point du système **SENSOR** : un pas en avant dans l'innovation technologique. Grâce aux **CAPTEURS INTERNES**, la pièce à main permet d'indiquer la bonne pression à appliquer en fonction du type de tissu, créant ainsi un **TRAITEMENT PERSONNALISÉ** en fonction des besoins du patient.



disposition des sphères en
"ALVÉOLES"


5 actions SYNERGIQUES

action
ANTALGIQUE




La **Microvibration Compressive** stimule certains récepteurs du derme et améliore l'oxygénation. Cette action permet de **réduire l'inflammation** des tissus et d'éliminer la douleur en peu de temps.

action
DRAINANTE




Le mouvement des sphères et le sens de rotation du cylindre créent un effet « pompe », qui active le système lymphatique en **éliminant les liquides toxiques**.

action
VASCULAIRE




Endosphères stimule la vascularisation, grâce à l'aménagement spécifique des sphères « en alvéoles ». Le tissu subit une « **gymnastique vasculaire** » qui restaure la microcirculation.

action
RESTRUCTURANTE



L'action oscillatoire des sphères détermine la **désintégration des amas graisseux** responsables de l'aspect « peau d'orange ». Cette action permet de réduire les imperfections et de **remodeler le corps dès les premières séances**.

action
MUSCULAIRE



Le système à Microvibration Compressive utilise le muscle comme résistance active et utilise la stimulation vibratoire pour optimiser le tonus musculaire dans les zones traitées.



► **MÉTHODE BREVETÉE**
100% MADE IN ITALY


► **BOOST AUTOMATIQUE**
DE PUISSANCE JUSQU'À 355Hz

► **TECHNOLOGIE**
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION


► **CAPTEURS**
DE PRESSION

sur demande,

► **DOUBLE ROULEAU**
pour les conditions vasculaires sensibles



silicone 35 shore



gel 15 shore



Les oscillations mécaniques à basse fréquence agissent en profondeur sur les causes principales de la cellulite.

BOOST 355 Hz

INDICATEUR
DYNAMIQUE
fréquence/pression

TÉLÉCOMMANDE
PAR JOYSTICK

► **FIDÉLISATION**
de la clientèle

Ak SENSOR all



domaines d'application **TRAITEMENT DU VISAGE**

Région des lèvres • Région de l'œil • Région du front
Région nasogénienne • Région des pommettes
Région glabellaire • Cou et décolleté
Avant et après injection de botox • Poitrine



- ▶ LISSE LES RIDES
- ▶ AUGMENTE LA VASCULARISATION PAR OXYGÉNATION
- ▶ DÉTEND ET TONIFIE LES TISSUS
- ▶ DÉCONTRACTE LES MUSCLES HYPERCONTRACTÉS (RIDES D'EXPRESSION MIMIQUE)
- ▶ STIMULE LA NÉOCOLLAGÉNOGÈSE

▶ **PAS**
DE DOULEUR

▶ **100%NON**
INVASIF

▶ **DES RÉSULTATS** dès les
PREMIÈRES SÉANCES



domaines d'application **TRAITEMENT DU CORPS**

Cellulite • Peau d'orange • Contractures musculaires • Œdèmes
Jambes gonflées • Bras • Fesses • Chevilles • Graisse abdominale
Raffermissment des seins • Phase post-grossesse

- ▶ RÉDUIT LA STASE LYMPHATIQUE
- ▶ LISSE LA PEAU D'ORANGE
- ▶ AMÉLIORE LA MICROCIRCULATION
- ▶ REMODELAGE DU CORPS
- ▶ OPTIMISE LE TONUS MUSCULAIRE



ON ▶ **AUGMENTATION**
des profits

▶ **RETOUR RAPIDE**
de l'investissement

▶ Le **PREMIER** appareil au monde capable de varier **AUTOMATIQUEMENT** la fréquence micro-vibratoire en fonction de la résistance du tissu.

Les observations cliniques et les études menées font de la méthode **Endosphères Therapy** une solution efficace et fiable, qui trouve sa meilleure expression dans le traitement des maladies veineuses, musculaires et de la cellulite.

Afin d'obtenir le bon diagnostic, chaque patient qui a participé aux études a fait l'objet d'un ensemble d'exams : une évaluation clinique et anamnestique, une inspection et une palpation des tissus, des exams instrumentaux primaires, tels que l'échocolordoppler, un examen échographique, une thermographie et un test de bio-impédance. Ces analyses ont été répétées toutes les six séances, afin de suivre l'évolution des tissus tout au long du traitement. **Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du traitement par Microvibration Compressive.**

DES RÉSULTATS CLINIQUEMENT PROUVÉS


Résultats visibles après **8** séances



Résultats visibles après **15** séances



Résultats visibles après **18** séances



Résultats visibles après **3** séances



Résultats visibles après **3** séances



Résultats visibles après **3** séances



Ak
sensorALL



SYSTÈME Ak Sensor All

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	315mm(up)/364mm(down)
Hauteur	1.150 mm
Poids	18 kg
Vibration transmise	29 - 355 Hz
Refroidissement	ED/AIRCOOLING
Système Sensor	FND-21K
Touch Screen	Capacitivo 7 Color
Sound Level	56dBA
Caractéristiques électriques	da 100 a 240 V./ 50-60Hz

www.endospheres.com

Endosphères Therapy - Ak Sensor All est un système breveté, fabriqué et distribué par Fenix Group



Fenix Group est une société 100 % italienne, leader depuis plus de dix ans dans le domaine de l'esthétique et du matériel médico-esthétique, qui a toujours fait de la recherche et du développement ses points de force.

Fenix Group est la société qui a mis au point la technologie Endosphères Therapy®, une méthode brevetée de Microvibration Compressive®, qui s'est imposée au cours de ces dernières années dans le monde de l'esthétique et de la médecine de réadaptation au niveau national et international comme le traitement d'exception pour lutter contre les panniculopathies (cellulite), les amas graisseux et les imperfections du visage. Fenix Group est une société dynamique et sensible à la communication. Chaque année, elle mène des

campagnes publicitaires dans des magazines professionnels spécialisés et maintient une présence active sur les réseaux sociaux. Fenix Group supporte et accompagne sa clientèle dans toutes les phases du business : au-delà de la réactivité de son service après-vente, elle assiste ses clients depuis le démarrage jusqu'au renforcement de leur activité.

La mission gagnante de cette société consiste à développer les meilleures solutions électromédicales, dans le but de produire et de distribuer les technologies les plus innovantes, les plus compétitives et les plus performantes qui existent, s'appuyant sur des études scientifiques nécessaires à garantir des résultats assurés et une sécurité totale, pour devenir le fleuron et un motif d'orgueil du « Made in Italy ».



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. +39 085 4483235 - info@fenixgroup.it



Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - C/ Cirilo Amoros, 6 Entresuelo 46004 Valencia
Tel. +34 627 508380 - espmangement@fenixgroup.it



Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: +44(0)2070960040 - ukmanagement@fenixgroup.it



Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Tel: +33(0)170395146 - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com