



L'UNICO
DISPOSITIVO
che SENTE
il TUO CORPO

Perfezione nel trattamento degli inestetismi di CELLULITE e RUGHE



● MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®


endoSPHÈRES® THERAPY

Endosphères Therapy® applica la MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA®, metodica brevettata 100% Made in Italy che rappresenta una nuova era nel trattamento delle patologie estetiche e riabilitative. Importanti centri di ricerca e poli medico-universitari hanno condotto numerosi studi clinici dimostrando la straordinaria efficacia del trattamento.

La metodica agisce, tramite un manipolo dotato di 55 sfere in silicone con particolari caratteristiche, densità e diametro specifico posizionate a cella d'ape.

la TECNOLOGIA SENSOR

L'efficacia del trattamento Endosphères Therapy è stata incrementata dallo sviluppo del sistema SENSOR, un passo avanti nell'innovazione tecnologica. Grazie ai SENSORI INTERNI, il manipolo permette di indicare la corretta pressione da applicare in base alla tipologia di tessuto, realizzando quindi un TRATTAMENTO PERSONALIZZATO in base alle esigenze del paziente.




disposizione delle sfere a
"CELLA D'APE"

5 azioni SINERGICHE


Il dispositivo trasmette una vibrazione a bassa frequenza, la "MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA" che genera un'azione pulsata e ritmica sui tessuti. L'onda generata agisce su più livelli attuando cinque azioni sinergiche, ripristinando dapprima le fisiologiche condizioni vascolari e tissutali ed in seguito effettuando un rimodellamento localizzato sull'inetetismo cutaneo.

azione
ANTALGICA




La Microvibrazione Compressiva stimola determinati ricettori presenti nel derma e migliora l'ossigenazione. Tale azione permette di ridurre l'infiammazione del tessuto e di eliminare il dolore in breve tempo.

azione
VASCOLARE




Endosphères stimola la vascolarizzazione grazie alla particolare disposizione delle sfere a "cella d'ape". Il tessuto subisce una "ginnastica vascolare" ripristinando il microcircolo.

azione
DRENANTE




Il movimento delle sfere ed il senso di rotazione del cilindro, creano un effetto "pompa" che attiva il sistema linfatico eliminando i liquidi tossici.

azione
RISTRUTTURANTE



L'azione oscillatoria delle sfere determina la disaggregazione degli accumuli adiposi responsabili dell'aspetto "a buccia d'arancia". Tale azione riduce l'inetetismo e rimodella già dai primi trattamenti.

azione
MUSCOLARE



Il sistema a Microvibrazione Compressiva utilizza il muscolo come resistenza attiva e grazie alla stimolazione vibratoria, permette di ottenere un'ottimizzazione del tono muscolare nei distretti trattati.

Ak sensorall

▶ **METODICA BREVETTATA**
100% MADE IN ITALY


▶ **BOOST AUTOMATICO**
DI POTENZA FINO A 355Hz

▶ **TECNOLOGIA**
DI ULTIMA GENERAZIONE


▶ **SENSORI**
DI PRESSIONE

su richiesta


▶ **DOPPIO RULLO**
per condizioni vascolari sensibili



silicone 35 shore



gel 15 shore



Le oscillazioni meccaniche a bassa frequenza agiscono in profondità sulle cause principali della cellulite.

BOOST 355 Hz

INDICATORE
DINAMICO
frequenza/pressione

JOYSTICK
CONTROLLO
REMOTO

▶ **FIDELIZZAZIONE**
della clientela


Ak SENSOR all



campi di applicazione **TRATTAMENTO VISO**

Regione labiale • Regione perioculare • Regione frontale
Regione naso-geniena • Regione dello zigomo
Regione glabellare • Collo e décolleté
Pre e post botox • Seno

- ▶ RIDUCE LE RUGHE
- ▶ AUMENTA LA VASCOLARIZZAZIONE OSSIGENATIVA
- ▶ DISTENDE I TESSUTI, TONIFICANDOLI
- ▶ DECONTRA IL MUSCOLO IPERCONTRATTO (RUGHE DA MIMICA)
- ▶ STIMOLA LA NEOCOLLAGENOGENESI



▶ **ZERO**
DOLORE

▶ **100%NON**
INVASIVO

▶ **RISULTATI**
DALLE PRIME SEDUTE



campi di applicazione **TRATTAMENTO CORPO**

Cellulite • Buccia d'arancia • Contratture muscolari • Edemi
Gambe gonfie • Braccia • Glutei • Caviglie • Adipe Addominale
Rassodamento del seno • Fase di post-gravidanza

- ▶ RIDUCE LA STASI LINFATICA
- ▶ LEVIGA LA BUCCIA D'ARANCIA
- ▶ MIGLIORA IL MICROCIRCOLO
- ▶ BODY SHAPING
- ▶ OTTIMIZZA IL TONO MUSCOLARE



AZIONE
a

▶ **CRESCITA**
dei profitti

▶ **RAPIDO RIENTRO**
dell'investimento

▶ Il **PRIMO** dispositivo al mondo in grado di variare **AUTOMATICAMENTE** la frequenza micro-vibratoria in funzione della resistenza del tessuto.

Le osservazioni cliniche e gli studi condotti, pongono la metodica **Endosphères Therapy** come un valido e affidabile presidio che trova la sua migliore collocazione nel trattamento di patologie cellulitiche, venolinfatiche e muscolari.

Al fine di ottenere una corretta diagnosi, ciascun paziente incluso all'interno degli studi è stato sottoposto a: valutazione clinico-anamnestica, ispezione e palpazione dei tessuti ed esami strumentali primari quali ecocolordoppler, esame ecografico, termografia e bioimpedenziometria. Le indagini sono state ripetute ogni sei sedute allo scopo di monitorare le variazioni dei tessuti nel corso del trattamento. **I risultati ottenuti dimostrano l'efficacia del trattamento con Microvibrazione Compressiva.**

Courtesy

Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
Facoltà di Scienze
dell'Educazione Motoria
Cattedra di Medicina
Fisica e Riabilitativa

RISULTATI CLINICAMENTE TESTATI

Risultati ottenuti dopo **12** sedute



Risultati ottenuti dopo **3** sedute



Ak
sensorAL



SISTEMA Ak Sensor All

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro	315mm(up)/364mm(down)
Altezza	1.150 mm
Peso	18 kg
Vibrazione trasmessa	29 - 355 Hz
Raffreddamento	ED/AIRCOOLING
Sistema Sensor	FND-21K
Touch Screen	Capacitivo 7 Color
Sound Level	56dBA
Caratteristiche elettriche	da 100 a 240 V./ 50-60Hz

www.endospheres.com

Endosphères Therapy Ak Sensor All è brevettato, prodotto e distribuito da



Fenix Group, azienda tutta italiana, da più di dieci anni protagonista nel campo dell'estetica e delle apparecchiature medico-estetiche, ha da sempre fatto di ricerca e sviluppo i suoi punti di forza.

Fenix Group è l'azienda che ha messo a punto la tecnologia **Endosphères Therapy®**, metodica brevettata a **Microvibrazione Compressiva®**, che negli ultimi anni si è imposta nel mondo dell'estetica e della medicina riabilitativa a livello nazionale e internazionale come il trattamento d'eccellenza per combattere pannicolopatie, accumuli adiposi e inestetismi del viso.

Fenix Group è un'azienda dinamica e attenta alla

comunicazione. Ogni anno investe in campagne pubblicitarie su testate specialistiche e di settore ed è presente attivamente sui social network. Fenix Group supporta e sostiene la propria clientela in tutte le fasi del business: oltre ad un efficiente servizio di assistenza tecnica, affianca il cliente dallo startup al consolidamento dell'attività.

La mission vincente dell'azienda è sviluppare le migliori soluzioni elettro-medicali con l'intento di produrre le più innovative, competitive ed efficienti tecnologie basate su studi scientifici preliminari, necessari per assicurare risultati e sicurezza, diventando così fiore all'occhiello e orgoglio del Made in Italy.



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. **+39 085 4483235** - info@fenixgroup.it



Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - Avda. Barón de Cárcer, 50/1 - Valencia
Tel. **+34 627 508380** - espmangement@fenixgroup.it



Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: **+44(0)2070960040** - ukmanagement@fenixgroup.it



Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Tel: **+34(0)170395146** - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com